

巴掌小太陽・早產兒照護小幫手 完整使用說明書

歡迎使用電子說明書系統！本手冊將引導您掌握「雙月齡轉換、生長曲線繪製、照護記錄、看診備忘與 AI 衛教諮詢」等核心功能。

快速入門開始設定 →

📅 矯正月齡與奶量試算

1

系統簡介與核心理念

System Overview & Core Philosophy

「巴掌小太陽」是專為早產兒家庭量身打造的溫暖照護與記錄工具。早產寶寶在成長過程中，身高、體重與發育指標必須以「**矯正月齡 (Corrected Age)**」(以預產期為基準) 來評估，而非實際出生日期。

📅 【矯正月齡計算公式】

矯正月齡 = 實際出生後的總天數 - (預產期 - 實際出生日的天數)

* 一般而言，早產寶寶的發展評估將持續以矯正月齡追蹤至 2 歲。

★ 核心特色

↻ 自動轉換雙月齡

同步計算「實際月齡」與「矯正月齡」，對齊 WHO 兒童生長曲線。

📈 生長曲線切換

可自在【矯正月齡】與【實際月齡】間切換 X 軸對比。

📄 門診 PDF 報告

一鍵產生整潔清晰的門診匯出頁面，方便回診與醫療團隊溝通。

🛡️ 全在地端儲存 (LocalStorage)

資料 100% 留存在您的設備中，無伺服器外洩風險。

點擊頁面頂部的「自訂/修改」按鈕，即可進入寶寶個人檔案設定畫面。

🖨 功能介面示意圖 - 設定寶寶個人資訊

Modal Dialog

⚙ 自訂寶寶個人檔案

×

寶寶暱稱 / 姓名

小太陽

生理性別

☒ 男寶 ☐ 女寶

出生週數 (週)

31 週

出生體重 (g)

1450 g

實際出生日期

2026-03-01

預產期 (矯正關鍵)

2026-05-05

最新測量數據 (自動加入歷史紀錄)

體重: 3.20 kg

身長: 48.0 cm

頭圍: 34.0 cm

每日目標奶量 (ml)

450 ml

取消

儲存設定

操作步驟說明：

- 1 輸入預產期與生日（關鍵步驟）：**系統將依據兩者時差自動算出寶寶當前的精準矯正月齡與天數。
- 2 輸入最新身長 / 體重 / 頭圍：**填寫後點擊儲存，系統會自動在歷史測量表中新增一筆今日紀錄，並直接繪製到曲線圖。
- 3 設定每日目標奶量：**依據醫師建議或常用建議公式（體重 kg × 150~180 ml）進行設定。

3

功能一：今日快照 (Dashboard)

Feature 1: Today Snapshot

提供家長快速查看今日奶量達成率與一鍵快速記錄的功能，隨手記錄毫無負擔。

🖥️ 功能介面示意圖 - 今日快照主頁

Dashboard View

小太陽寶寶 男寶

矯正月齡：1 個月 12 天 (實際: 3 個月)

最新體重

3.2 kg

🍼 今日餵奶進度

320 / 450 ml (71%)

+ 記餵奶

+ 記尿布

主要功能亮點：

- **奶量進度條**：自動累加「照護日誌」中今日所有餵奶紀錄 (ml)，並實時計算呈現目標達成百分比。
- **快捷紀錄按鈕**：點擊「記餵奶」或「記尿布」，免去複雜輸入流程，數秒內即可完成當下記錄。

4

功能二：矯正月齡生長曲線與發展里程碑

Feature 2: Growth Charts & Developmental Milestones

本功能完全對齊世界衛生組織 (WHO) 兒童生長標準數據 (百分位數：3%, 15%, 50%, 85%, 97%)，是觀察早產兒生長追趕 (Catch-up growth) 的核心工具。

🖥️ 功能介面示意圖 - 生長曲線與里程碑

Growth Chart

📈 矯正月齡生長曲線圖


體重

身長

頭圍

體重 (kg)

百分位數: 97%, 50%, 3%



發展里程碑檢核 (矯正 1-2 個月)

進度: 3/4

- ☒ 趴著時能稍微抬起頭部
- ☒ 對突發聲音有驚嚇 response
- ☒ 眼睛能順暢跟隨眼前物體移動
- ☐ 被逗弄時會發出微笑反應

關鍵操作指引：

1. 生長指標切換： 點擊右上角按鈕可在【體重】、【身長】、【頭圍】之間切換圖表顯示。

2. 性別參考線： 支援切換男寶（藍色）與女寶（粉色）標準參考曲線。

3. X 軸基準切換：

- 預設為【矯正月齡】：以預產期當天作為 0 個月（最具醫學參考價值）。
- 可切換為【實際月齡】：以實際出生日作為 0 個月。

4. 新增 / 刪除歷史數據： 可在圖表下方點擊「新增測量點」補登歷史門診數據；歷史列表中可獨立刪除輸入錯誤的舊數據。

5. 發展里程碑檢核： 下方提供矯正月齡對應的粗動作、視覺、聽覺發育檢核勾選清單，協助早療關懷。

5

功能三：照護日誌 (紀錄餵奶與尿布)

Feature 3: Daily Care Log

詳細列出當日與歷史的每一筆照護動態，幫助您清楚掌握作息與排泄狀況。

功能介面示意圖 - 新增照護記錄 Modal

Care Entry

新增照護紀錄

紀錄內容類別

餵奶

尿布

奶量 (ml)

80 ml

備註說明

配方奶，喝奶順暢無溢奶

取消

儲存紀錄

使用方式：

- 點擊 **+ 新增紀錄** 選擇類別（餵奶 / 尿布）。
- 輸入奶量（ml）與詳細備註（如：便便顏色型態、母乳/配方奶添加高熱量配方）。
- 紀錄會依時間倒序排列，方便掌握上一餐時間與間隔，確保早產寶寶定時定量補足營養。

6

功能四：看診備忘與門診提問

Feature 4: Clinic Notes & Questions

早產兒回診（新生兒科、復健科、眼科、心臟科等）項目繁多，此區塊可隨時記錄想詢問主治醫師的問題，不再手忙腳亂遺漏重點。

功能介面示意圖 - 看診備忘清單

Memo List

看診備忘與門診提問

+ 新增提問

☐ 早產兒下一次眼科追蹤回診時間？

標記解答

功能特色：

- **解答狀態追蹤：**看診完畢後可點擊「標記為已解答」，題目會自動標示劃線與綠色記號。
- **整合 PDF 匯出：**所有未解答與已解答的問題，都會自動包含在門診 PDF 報告中，帶至診間方便與醫師快速溝通。

7

功能五：AI 照護諮詢助手

Feature 5: AI Care Assistant

針對早產兒家長常遇到的衛教疑問（如：矯正月齡算式、奶量估計公式、資料備份/還原操作）提供即時的回應答覆。



醫療諮詢重要聲明：本 AI 諮詢功能結果僅供衛教輔助參考，不可作為醫療診斷或處方依據。早產寶寶身體狀況隨時變化，若有異狀仍須以專業醫師現場評估結果為準。

功能介面示意圖 - AI 對話互動

AI Assistant



你好！我是巴掌小太陽的 AI 照護助手，您可以詢問關於【矯正月齡生長曲線】計算、每日奶量評估、資料同步備份與還原等問題喔！

請問 3.2kg 的早產寶寶一天要喝多少奶？

家長



早產兒每日建議總奶量公式為：

體重 (kg) × 150 ~ 180 ml

以目前體重 **3.2 kg** 計算，一天建議約 **480 ~ 576 ml**。可分次為 6~8 餐餵食。

詢問矯正月齡計算, 奶量, 資料備份...

送出

為確保數據永不遺失且方便跨裝置使用，系統建置了完善的 JSON 資料備份/還原機制與一鍵 PDF 門診報告生成器。

1. 資料備份與還原步驟

1. 點擊頂部選單欄的「**備份/還原**」按鈕。
2. **匯出備份**：點擊「下載 JSON 備份檔」或「複製文字碼」，妥善保存於個人雲端或手機檔案夾。
3. **還原備份**：更換手機、瀏覽器或跨裝置時，開啟本應用，選擇備份檔上傳或貼上文字碼，即可一鍵還原所有設定與歷史生長紀錄。

2. PDF 門診報告匯出

點擊頂部「**PDF**」按鈕，系統將自動抓取：

- 寶寶暱稱、實際生日、預產期與目前矯正月齡。
- 歷史生長測量表格（自動計算各點對應的矯正月齡與週數）。
- 門診諮詢問題備忘清單（包含已解答與待問項目）。

* 自動編排成標準 A4 格式 PDF 文件，方便列印或於手機畫面直接展示給主治醫師閱讀。

本地化隱私保護承諾

1. 無雲端伺服器收集

所有照護數據均存於您設備的本地儲存 (LocalStorage) 中。

2. 無須註冊帳號

沒有密碼外洩、廣告追蹤或第三方資料外洩之風險。

3. 完整掌控權

家長可隨時清除瀏覽器快取或使用備份功能進行資料轉移。

 願每一位像小太陽一樣勇敢的孩子，都能在大家的守護下健康平安地長大！